




ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

La cámara se puede usar directamente al retirarla del embalaje. Debe limpiarse semanalmente.



NOTAS

- El producto debe reemplazarse después de 12 meses desde el primer uso.
- Este producto no contiene látex.
- No comparta este dispositivo.
- Si nota acumulación del medicamento en la cámara, lave el interior de la cámara suavemente con un paño.


⚠ PRECAUCIONES

- No deje la cámara sin supervisión en presencia de niños. No es un juguete.
- El producto se puede dañar de manera permanente si se hierve, esteriliza o limpia en un lavavajillas a una temperatura superior a 70°C.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

A câmara pode ser utilizada diretamente ao retirar da embalagem. Deve limpar-se semanalmente.



NOTAS

- O produto deve ser substituído 12 meses depois da primeira utilização.
- Este produto não contém látex.
- Não partilhe este dispositivo.
- Se se aperceber de acumulação de medicamento na câmara, lave o interior da câmara suavemente com um pano.


⚠ PRECAUÇÕES

- Não deixe a câmara sem supervisão na presença de crianças. Não é um brinquedo.
- O produto pode ser danificado permanentemente se for fervido, esterilizado ou lavado na máquina de lavar, a uma temperatura acima de 70°C.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

La chambre peut être utilisée directement une fois enlevée de son emballage. Elle doit être nettoyée chaque semaine.



REMARQUES

- Le produit doit être remplacé après 12 mois à compter de la première utilisation.
- Ce produit ne contient pas de latex.
- Ne partagez pas ce dispositif.
- Si vous remarquez l'accumulation du médicament dans la chambre, lavez l'intérieur de l'appareil délicatement avec un chiffon.


⚠ MISES EN GARDE

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance en présence d'enfants. Ce n'est pas un jouet.
- Le produit peut être endommagé de façon permanente si bouilli, stérilisé ou nettoyé dans un lave-vaisselle à une température supérieure à 70°C.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Una volta tolto dall'imballaggio il distanziatore è già pronto per l'uso. Deve essere pulito settimanalmente.



NOTE

- Il prodotto deve essere sostituito dopo 12 mesi dal primo uso.
- Questo prodotto non contiene lattice.
- Il dispositivo è personale, non deve essere condiviso.
- Se si nota accumulo di farmaci nel distanziatore lavare delicatamente l'interno con un panno.


⚠ PRECAUZIONI

- Non lasciare il distanziatore alla portata dei bambini senza supervisione di un adulto. Non è un gioco.
- Se viene bollito, sterilizzato o lavato in lavastoviglie a una temperatura superiore a 70°C, il prodotto può danneggiarsi in modo permanente.

ENGLISH

CLEANING INSTRUCTIONS

The chamber can be used directly after remove the packaging. It should be cleaned weekly.



NOTES

- Replace this product after 12 months from first use.
- This product does not contain latex.
- Do not share this device.
- If you notice medication build-up in the chamber, wash the inside of the chamber gently with a cloth.


⚠ PRECAUTIONS

- Do not leave the chamber unattended with children. It is not a toy.
- The product can be permanently damaged if boiled, sterilized or cleaned in a dishwasher at a temperature above 70°C.

DEUTSCH

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Die Atmungskammer kann aus der Verpackung gleich benutzt werden. Man sollte sie einmal in der Woche reinigen.



BEMERKUNGEN

- Das Produkt muss man nach 12 Monaten ab der ersten Benutzung ersetzen.
- Dieses Produkt enthält kein Latex.
- Bitte nicht dieses Gerät mit jemanden teilen.
- Falls sie Stauung vom Medikament in der Atmungskammer bemerken, reinigen sie sanft das Innere der Atmungskammer mit einem Tuch.

⚠ HINWEISE

- Lassen sie die Atmungskammer niemals ohne Aufsicht wenn Kinder in der Nähe sind. Es ist kein Spielzeug.
- Das Produkt kann unbrauchbar werden wenn man es oft auskocht, sterilisiert oder in der Geschirrspülmaschine mit über 70°C reinigt.